

QUIRÚRGICA

FIRST[®] PROTEC

Sin
Grafeno

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR
175X95 mm

TIPO IIR

Mascarilla quirúrgica



UNE EN 14683:2019



Mascarilla Quirúrgica IIR, Ensayadas y con marcado CE según EN 14683:2019.

C Clase de mascarilla
(QUIRÚRGICA TIPO IIR)
EN 14683:2009

M Marcado CE

N No reutilizable



Referencia de fábrica : MQ01

Grado	Mascarilla Quirúrgica tipo IIR
Standard	UNE - EN 14683:2019
Caducidad	2 AÑOS
Capas	3
Material	Interior PP-no tejido/ Meltblown no tejido/ PP no-tejido - Clip nasal ajustable
Medidas	17,5 cm x 9,5 cm

- E** | Envase individual
Codificación EAN 13
- C** | Cajas de 50 Uds - 5
packs de 10
- P** | Packaging en idioma
castellano



Código EAN 13 Pack de 10 Uds	8435382498961
Código EAN 13 Caja de 50 Uds	8435382498961
Código GTIN 14 caja master	18435382498968
Caja (Unidad de venta)	50 Uds - 5 packs de 10
Caja - Dimensiones	19X10X10 cm
Caja - Peso kg	0,20 kg
Cajas por caja master.	40
Cajas master por palet	8
Unidades por caja master	2.000
Medidas de caja master	56 cm x 42 cm x 39
Peso de la caja master	9.6 kg

Fi Packaging

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR

FIRST® PROTEC



Caja cartón
50 Unidades



Idioma
Castellano



Codigo de barras
EAN 13



B Packs
10 Uds

C Codigo de barras
EAN 13

I Idioma
Castellano

BOLSA 255cm

15mm

62.5mm

INSTRUCCIONES DE USO





Tire de la mascarilla por sus bordes superior e inferior

Coloque la mascarilla, ajustar la pinza en la nariz y cubrir la boca

Ajustar la banda elástica detrás de las orejas

No usar la mascarilla más de 4 horas | Sustituir por otra en caso de que se humedezca | Solo para un único uso | Distinga correctamente la parte delantera y trasera antes de utilizar | Preste atención a la fecha de vencimiento de este producto antes de usar. Deseche adecuadamente las mascarillas usadas.

Medical device: Fujian Pharmaceutical Supervision Machinery
Production License:20200660 Product Registration Certificate:20202140413
Fujian Youxi Zhengquan Cloth co.,Ltd Chengxiyuan, economic development zone, Youxi County, Fujian Province, China (P.R.C)

Uso previsto: Las máscaras faciales médicas deben usarse para proteger principalmente contra la propagación o transmisión de gérmenes infecciosos y agentes patógenos. El objeto principal es proteger al paciente, y una de las características diferenciadoras de la mascarilla IIR es la protección adicional del usuario, que en ciertas situaciones se ve expuesto a salpicaduras de líquidos y microgotas potencialmente contaminantes. Protección de fluidos a pacientes y usuarios.

MEDICAL IIR

Disposable surgical mask

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR USO PROFESIONAL

NO REUTILIZABLES

EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA ≥98%

CLIP AJUSTABLE

SIN LÁTEX

BFE ≥98%

Pa/cm2<60

FIRST[®] PROTEC

BFE ≥98%



125mm

10 PCS CE

3 CAPAS

TIPO IIR DE ACUERDO A NORMATIVA EN 14683:2019

STANDARD: YY / T0969-2013

Composición: 3 Capas, capa interior PP-non wovens / no tejido

Capa intermedia: Meltblown non wovens / no tejido

Capa exterior: PP-non wovens / no tejido

Tamaño: 17.5x 9.5cm

Vida útil: 24 meses

Made in P.R.C.



LOT 20200907 07.09.2020

2022/08



MEDICAL IIR

Disposable surgical mask

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR USO PROFESIONAL

EC REP

Caretechion GmbH, Niederrheinstr 71, 40474 Duesseldorf, Germany

Portomedica SL | Firstprotec Marca de

Dismark Products Via Edison 19 C,

Polígono del Tambre 15890 Santiago de

Compostela, A Coruña Spain.

info@firstprotec.com | www.firstprotec.com

FIRST[®] PROTEC



62.5mm

15mm



Fi Album
MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR

FIRST[®]
PROTEC

